



- reVive Light Therapy® Lip Care 本体
- クリアで取り外し可能なマウスピース
- 保存用バッグ
- ユニバーサルUSBコード
- 電源プラグ
- ユーザーマニュアル





ご使用の前に

1. reVive Light Therapy® Lip Careを箱から取り出します
2. 透明のマウスピースを本体から取り外します
3. 本体の中心にUSB充電コードのプラグを接続します。
4. USB充電コードを電源プラグまたはPCなどに接続し充電します
5. reVive Light Therapy® Lip Careを充電します。2～4時間でフル充電可能です
6. フル充電されたreVive Light Therapy® Lip Careは10回の施術、合計30分間使用可能です
7. 使用しない場合は、保存バッグにreVive Light Therapy® Lip Careを入れて保管してください

光感度テスト

はじめてご利用いただく前に、お肌の光感度テストをしましょう

1. reVive Light Therapy® Lip Careの電源を入れます
2. 前腕部分の皮膚でテストをします。本体の発光する部分を直接皮膚にあたるよう、または1/4インチ（6.35mm）以内に置きます。3分間待ちます。

3. 3分後、お肌のコンディションを確認します。もし照射した部分が2時間以上赤みを帯びている状態であれば、あなたのお肌は光感度に敏感ということになります
4. この場合は、reVive Light Therapy® Lip Careの使用を中止し、サポートセンターまでご連絡ください

ご使用方法

1. reVive Light Therapy® Lip Careの充電を確認します
2. ご利用の前にマウスピース部分を洗浄し十分に乾かします
乾いたあとにデバイスを本体に取り付けます
3. マウスピースを口に入れ、本体の発光する部分がしっかりと唇にあたるようにします
4. 本体の電源を入れます
5. そのままの状態ですら3分間放置します
3分経つと本体の電源が自動的に停止します
6. マウスピースを洗浄・乾燥し、保存バッグに保管しておきます

*最良の結果を得るためには、毎日ご利用ください

*SPFは光の浸透をブロックしてしまうため、SPFを含むクリームを塗布した後はデバイスを使用しないでください（主に日焼け止めなどに含まれます）

メンテナンス

- ・本製品は医療機器です。清潔に保つようになしてください
- ・本製品は直接口にくわえるため、修理不可能です
- ・電源ボタンを含む本体はすべて工場て設定されています
- ・本体は付属のUSB充電コードのみご利用ください
- ・バッテリー残量が少なくなると電源インジケーターライトが点滅します。充電を開始してください

クリーニング

1. コードを接続している場合は、本体から外します。また、本体電源を切ります
2. マウスピースを本体から取り外します
3. マウスピースはぬるま湯で洗い、しっかりと乾かします
4. アルコールや湿らせた布で本体の表面をしっかりと拭き取ります
5. 湿らせた布または、マイクロファイバー製の布で本体を拭き取ります。保存袋もマイクロファイバー製なので本体のクリーニングにもご利用いただけます
6. 使用する前には必ず本体を完全に乾燥させてください

